

# OXÍMETRO DIGIT



## Oxímetro de Pulso

## Modelo DIGIT

O **Oxímetro Digit** é um oxímetro de pulso e um sensor numa mesma unidade, fornecendo medidas rápidas e confiáveis de SpO<sub>2</sub> (Saturação Periférica de Oxigênio), batimento cardíaco e qualidade do pulso, em pacientes adultos e pediátricos. O seu tamanho reduzido com um display (LED) de fácil leitura, seu botão liga/desliga e seu auto desligamento em caso de não utilização por mais de 8 segundos fazem o Digit ideal para emergências, hospitais, clínicas ou homecare.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

**SpO<sub>2</sub>:** Faixa de medição: 0-99% SpO<sub>2</sub> Funcional (incrementos de 1%)

**Precisão - Adulto:** +/- 2% de 70-100% SpO<sub>2</sub>- não definido para valores abaixo de 70%

**Média:** 8 batimentos

**Pulso:** Faixa de medição: 30 - 254 BPM (incrementos de 1 BPM)

**Precisão:** +/- 2 bpm ou +/- 2%, o que for maior - **Média:** 8 segundos

**Fonte de alimentação:** 2 Pilhas AAA Alcalina 1,5V ( autonomia de funcionamento de 16 horas à plena carga).

**Dimensões (AxLxP):** 57x 43 x 38mm

Classe de risco: equipamento classe II - Tipo BF - Grau de proteção contra penetração nociva de água: IPX1

Certificados NBR IEC 60601 e NBR ISO 9919 - NBR IEC 60601-2-27:1997 / NBR IEC 60601-2-30:1997 / NBR IEC 60601-2-49:2003

Teste de compatibilidade eletromagnético.



J.G.Moriya Ind. Com. de Equip. Médico Hospitalares Ltda.  
**Unidade I** - - Rua Colorado, 279, 285 e 291  
CEP 04225-050 - Vila Carioca - Ipiranga - São Paulo/SP  
Tel.: 55 11 6914-9716 - Fax: 55 11 6914-1943

Email: [jgmoriya@jgmoriya.com.br](mailto:jgmoriya@jgmoriya.com.br) - [www.jgmoriya.com.br](http://www.jgmoriya.com.br)

J.G.Moriya Repres. Import. e Export. Comercial Ltda.  
**Unidade II** - Rua da União, 377, 381 e 405  
CEP 04107-011 Aclimação - São Paulo/SP  
Tel.: 55 11 5573-9773 - Fax: 55 11 5549-9302

