

OXIGENOTERAPIA



FLUXÔMETROS

Para O₂ e Ar Comprimido, c/ escalas de 0 a 1,5 L/min., 0 a 3 L/min., 0 a 5 L/min., 0-15 L/min (expandida de 0-10 L/min) e 0-30 L/min.

Código	Descrição
200333	Fluxômetro 0-3 L/min p/ O ₂
200334	Fluxôm. de 0-3 L/min para Ar
200337	Fluxômetro de 0-5 L/min p/O ₂
200338	Fluxôm. de 0-5 L/min para Ar
200339	Fluxômetro 0-15 L/min p/ O ₂
200340	Fluxôm. 0-15 L/min para Ar
200341	Fluxômetro 0-30 L/min p/ O ₂
200342	Fluxôm. 0-30 L/min para Ar
200343	Fluxôm. 0-30 L/min p/ Argônio



TOMADAS DUPLAS E TRIPLAS

Para utilização em O₂ e Ar Comprimido. Duas e três saídas com rosca DISS. Em material de duralumínio anodizado.

Código	Descrição
400897	Tomada dupla para Oxigênio
400898	Tomada dupla para Ar Compr.
400800	Tomada tripla para Oxigênio
400801	Tomada tripla para Ar Compr.



PAINÉIS DE ALARME

Com opções para Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso.

Código	Descrição
800200	Painel de alarme para Oxigênio
800201	Painel de alarme para Ar Compr.
800202	Painel de alarme para Vácuo
800203	Painel de alarme p/Óxido Nitroso



FLUXÔMETROS

Para O₂ e Ar Comprimido, com escala de 0 a 15 L/min (escala normal).

Código	Descrição
301505	Fluxômetro 0-15 L/min para O ₂
301515	Fluxômetro de 0-15 L/min para Ar Comprimido



POSTOS DE UTILIZAÇÃO

Para O₂, N₂O, Ar Comprimido e Vácuo.

Código	Descrição
100100	Posto externo, simples para O ₂
100101	Posto externo, simples para Ar
100102	Posto externo, simples p/Vácuo
100103	Posto externo, simples p/ N ₂ O
100110	Posto interno, simples p/O ₂
100111	Posto interno, simples p/Ar
100112	Posto interno, simples p/ Vácuo
100113	Posto interno, simples p/ N ₂ O



VÁLVULAS DE FECHAMENTO PARA POSTO DE UTILIZAÇÃO

Para Oxigênio, Ar Comprimido, Óxido Nitroso e Vácuo.

Código	Descrição
700200	Válvula BI para Oxigênio
700201	Válvula BI para Ar Comprimido
700202	Válvula BI para Óxido Nitroso
700203	Válvula BI para Vácuo



FLUXÔMETROS

Para O₂ e Ar Comprimido, com escalas de 0 a 15 L/min. e 0 a 30 L/min (linha econômica).

Código	Descrição
200347	Fluxômetro 0-15 L/min p/ O ₂
200348	Fluxômetro 0-15 L/min p/ Ar
300530	Fluxômetro 0-30 L/min p/ O ₂
300531	Fluxômetro 0-30 L/min p/ Ar



UMIDIFICADORES

Para O₂ e Ar Comprimido. Mangueira com máscara infantil/adulto.

Código	Descrição
500740	Umidificador para O ₂
500741	Umidificador para Ar Comprimido
500742	Mangueira c/máscara infantil/adulto



ASPIRADOR E VACUÔMETRO

Para rede de O₂, Vácuo e Ar Compr.

Código	Descrição
600100	Aspirador para rede de O ₂
600101	Aspirador para rede de Ar
300739	Vacuômetro



FRASCOS COLETORES

De 3 e 5 litros com gargalo grande para facilitar a limpeza. Tampa de borracha e com 3 rodízios.

Código	Descrição
300900	Frasco coletor de 3 litros, com tampa de borracha e 3 rodízios.
300899	Frasco coletor de 5 litros, com tampa de borracha e 3 rodízios.



FRASCOS

De vidro, de 1/2, 1, 3 e 5 litros, com tampa de borracha. Também em polipropileno.

Código	Descrição
300010	Frasco 5 litros, graduado s/ tampa
104000	Frasco de 5 litros, com tampa
300040	Frasco de 3 litros, com tampa
300039	Frasco de 3 litros, sem tampa
300037	Frasco de 1 litro, com tampa
104008	Frasco de 1 litro, sem tampa
300036	Frasco de 1/2 litro, com tampa
300020	Frasco de 1/2 litro, sem tampa
300021	Frasco para umidificador (0,4 litro)
300022	Frasco para aspirador (0,4 litro)
300023	Frasco para vacuômetro (0,4 litro)
920306	Frasco de 1/2 litro, s/ gravação, de policarbonato
104001	Tampa do frasco de 3 e 5 litros